



# SIAM HOSPITAL SUPPLY CO., LTD

## HOME & HOSPITAL PRODUCT

**Riester**

### RBP-100 Blood Pressure Monitor

เครื่องวัดความดันระบบดิจิทัล มีแบบตั้งโต๊ะ ตั้งพื้น และติดผนัง เลือกวัดแบบแมนนวลหรืออัตโนมัติได้ มีหน่วยความจำเก็บผลการวัด

1740 Table Model 1741 Mobile Model  
1742 Wall Mode



**Riester**

### big ben sphygmomanometer

เครื่องวัดความดันแบบเข็ม

อ่านค่าได้ตั้งแต่ 0-300 มม.ปรอท ทนแรงดันได้ถึง 600 มม.ปรอท

1453 big ben round desk 1459 big ben round wall  
1465 big ben square wall 1468 big ben round floor  
1478 big ben square floor



**Riester**

### Precisa N shock-proof sphygmomanometer

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบเข็ม

อ่านค่าได้ตั้งแต่ 0-300 มม.ปรอท ทนแรงดันได้ถึง 600 มม.ปรอท

1364-107 precisa N shock-proof, velcro cuff adult size,  
1 tube



**Riester**

### e-mega sphygmomanometer

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบเข็ม

1370-150 e-mega white, disinfectable one-piece cuff, adult size, 1-tube, latex free  
1375-150 e-mega black, disinfectable one-piece cuff, adult size, 1-tube, latex free



**Riester**

### R1 shock-proof sphygmomanometer

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบเข็ม ทนต่อการตกกระแทกจากที่สูง ค่าผิดพลาดสูงสุดเพียง  $\pm 3$  มม.ปรอท

1251-107 R1 shock-proof white, 1-tube, velcro cuff adult size



**Riester**

### Precisa N sphygmomanometer

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบเข็ม วัสดุอะลูมิเนียมและสแตนเลส

อ่านค่าได้ตั้งแต่ 0-300 มม.ปรอท ทนแรงดันได้ถึง 600 มม.ปรอท

1362 precisa N aluminium, adult size velcro cuff,  
1 tube



**JUMPER**

### JDP-HA100 Blood Pressure Monitor

เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ

มีหน่วยความจำเก็บข้อมูล และแถบบ่งชี้ระดับความดันโลหิต

JPD-HA100 Jumper Electronic Blood Pressure Monitor



**JUMPER**

### JUMPER Blood Pressure Monitor

เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ มีฟังก์ชันบลูทูธ

มีหน่วยความจำเก็บข้อมูล และแถบบ่งชี้ระดับความดันโลหิต

JPD-HA120 Jumper Electronic Blood Pressure Monitor



**yuwell**

### Electronic Blood Pressure Monitor

เครื่องวัดความดันโลหิต, หน้าจอ LCD, มีหน่วยความจำ

YE670A Yuwell Electronic Blood Pressure Monitor

YE670D Yuwell Electronic Blood Pressure Monitor (มีเสียงพูด)



**yuwell**

### Yuwell sphygmomanometer Aneroid

เครื่องวัดความดันโลหิต

อ่านค่าได้ตั้งแต่ 0-300 มม.ปรอท



**yuwell**

### Home Sphygmomanometer & Stethoscope

เครื่องความดันแบบปรอท พร้อมหูฟังทางการแพทย์

A type Yuwell Home Sphygmomanometer &  
Stethoscope Case (Family Kit)



**FLAEM**

### Air Pro 3000 Plus Nebulizer

อัตราการไหลของอากาศ 14 l/min, แรงดันสูงสุด 3.5±0.5 บาร์

อัตราการฟ่นละอองยา 0.29 (min) และ 0.65 (max) มล./นาที

เมื่อใช้งานที่แรงดัน 1.45 bar

AP50P00 Air Pro 3000 Plus



คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ - เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิทัล/อัตโนมัติ - ห้ามสวมผ้าพันแขนบริเวณที่เป็นแผล อาจทำให้เกิดอาการบาดเจ็บมากขึ้นได้ - เด็กอายุ 12-18 ปี ควรให้อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่ - ห้ามซ่อมแซม ถอดประกอบ หรือดัดแปลง อุปกรณ์ - ห้ามวัดความดันทันทีหลังจากเล่นกีฬา อาบน้ำ สูบบุหรี่ หรือดื่มชา กาแฟ - เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท - อย่าม้วนสายหรือพับผ้าพันแขนเล็กเกินไป - ไม่นำไปใกล้แหล่งเกิดประกายไฟ - ไม่ควรเพิ่มแรงดันมากเกินไป เพื่อป้องกันไม่ไห้สารปรอทหกออกกระหว่างใช้งาน - เครื่องวัดความดันแบบเข็ม - ควรเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ปลอดภัย กันตกหรือกระแทก - อย่าม้วนสายหรือพับผ้าพันแขนเล็กเกินไป - ไม่นำไปใกล้แหล่งเกิดประกายไฟ - เครื่องฟ่นละอองยา - เก็บสายไฟให้ห่างจากความร้อนหรือสัตว์ - ห้ามใช้เครื่องขณะตัวเปียก หรือนำเครื่องไปโดนน้ำ

65-2-2-0004584

64-2-2-0008142

65-2-3-2-0000599

65-2-2-2-0000017

64-2-3-2-0005768





# SIAM HOSPITAL SUPPLY CO., LTD

## HOME & HOSPITAL PRODUCT



### Lella The Lady Bug

อัตราการไหลของอากาศ 10 l/min, แรงดันสูงสุด 2.5 บาร์, อัตราการ  
พ่นละอองยา 0.32 (standard) และ 0.42 (high speed) มล./นาที  
CO03P00 Lella the Ladybug



### Delphinus Nebulizer

อัตราการไหลของอากาศ 10 ลิตร/นาที, แรงดันสูงสุด 2.6±0.4 บาร์  
อัตราการพ่นละอองยา 0.23 (min) และ 0.53 (max) มล./นาที  
DF30P00 Delphinus nebulizer



### NebuAIR+ Nebulizer

อัตราการไหลของอากาศ 14 l/min, แรงดันสูงสุด 3.5±0.5 บาร์  
อัตราการพ่นละอองยา 0.29 (min) และ 0.65 (max) มล./นาที  
EL37P00 NebuAIR + nebulizer



### Primo.Neb Nebulizer

อัตราการไหลของอากาศ 9 l/min, แรงดันสูงสุด 1.8±0.3 บาร์  
อัตราการพ่นละอองยา 0.25 (min) และ 0.55 (max) มล./นาที  
ขนาด 14.5 x 14 x 10.5 เซนติเมตร  
PN03P00 Primo.Neb Fast and compact Nebulizer



### AeroFlaem Nebulizer

อัตราการไหลของอากาศ 9 l/min, แรงดันสูงสุด 1.8±3 บาร์  
อัตราการพ่นละอองยา 0.25 (min) และ 0.55 (max) มล./นาที  
NA15P00 AeroFlaem Fast nebulizer



### M103 Mesh Nebulizer

เครื่องพ่นละอองยาแบบ Mesh น้ำหนัก 97 กรัม  
อัตราการพ่นละอองยา ≥ 0.2 มล./นาที, เสียง ≤ 50 เดซิเบลเอ  
M103 Yuwel Mesh Nebulizer



### 403AI Air-compressing Nebulizer

เครื่องพ่นละอองยา แรงดันสูงสุด ≥ 0.15 เมกะปาสคาล  
อัตราการพ่นละอองยาสูงสุด ≥ 0.2 มล./นาที, น้ำหนัก 1.2 กิโลกรัม  
403AI Yuwell Air-compressing nebulizer



### 402AI Ultrasonic Nebulizer

เครื่องพ่นละอองยาระบบอัลตราโซนิค น้ำหนัก 1.3 กิโลกรัม  
อัตราการพ่นละอองยาสูงสุด ≥ 3 มล./นาที, ตั้งเวลาได้  
402AI Yuwell Ultrasonic nebulizer



### B6e Three Function Electric Bed

เตียงระบบไฟฟ้า 3 โกร้, ปรับพนักหลัง/เข้า/ความสูง  
รองรับน้ำหนักได้ 250 กิโลกรัม  
B6e Saikang Electric Hospital Bed



### A6k Three Function Electric Bed

เตียงระบบไฟฟ้า 3 โกร้, ปรับพนักหลัง/เข้า/ความสูง  
รองรับน้ำหนักได้ 200 กิโลกรัม  
A6k Saikang Electric Hospital Bed



### A3k Three Function Manual Bed

เตียงระบบแมนนวล 3 โกร้, ปรับพนักหลัง/เข้า/ความสูง  
รองรับน้ำหนักได้ 200 กิโลกรัม  
A3k Saikang Manual Hospital Bed



### V2k Two Function Manual Bed

เตียงระบบแมนนวล 2 โกร้, ปรับพนักหลัง/เข้า  
รองรับน้ำหนักได้ 200 กิโลกรัม  
V2k Saikang Manual Bed



คำเตือน : อ่านค่าเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ - เครื่องพ่นละอองยา - เก็บตัวเครื่อง สายไฟให้ห่างจากความร้อนหรือสัตว์ - ห้ามใช้  
เครื่องขณะตัวเปียก หรือนำเครื่องไปโดนน้ำ - ห้ามสอดนิ้วหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในหัวฉีด หรือตะแฉ่นสเปรย์ - ควรนำแบตเตอรี่ออก หากไม่ได้ใช้เครื่อง  
พ่นละอองยาเป็นระยะเวลานาน - เพียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้าและแมนนวล - เมื่อมีผู้ป่วยอยู่บนเตียง ควรยกราวกันขึ้นก่อนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

CF/65-2-2-0000017/ CF/65-2-2-0002527/ CF/64-2-3-2-0004450/ CF/64-2-3-2-0006396/





# SIAM HOSPITAL SUPPLY CO., LTD

## HOME & HOSPITAL PRODUCT

SAIKANG/Medical



### D3w Three Function Manual Bed

เตียงระบบแมนนวล 3 โกร้, ปรับพนักหลัง/เข้า/ความสูง  
รองรับน้ำหนักได้ 250 กิโลกรัม

D3w Saikang Manual Hospital Bed

SAIKANG/Medical



### Y8t8y Multifunctional Electric Bed

เตียงระบบไฟฟ้า ปรับพนักหลัง/เข้า/ความสูง/ลาดเอียง  
มีฟังก์ชันการทำ CPR, รองรับน้ำหนักได้ 250 กก.

Y8t8y Saikang Electric Hospital Bed

SAIKANG/Medical



### SKB041-3 Patient Transportation Trolley

เตียงสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ปรับพนักหลัง/เข้า/  
ความสูง/ลาดเอียง

SKB041-3 Saikang Patient Transportation Trolley

SAIKANG/Medical



### SKB039(C) Ambulance Stretcher Trolley

เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสำหรับรถพยาบาล  
รองรับน้ำหนักได้ <math>\leq 159</math> กิโลกรัม

SKB039(C) Saikang Stretcher trolley

SAIKANG/Medical



### SKB041-1 Patient Transportation Trolley

เตียงสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ปรับพนักหลัง/ความสูง  
รองรับน้ำหนักได้ 170 กิโลกรัม

SKB041-1 Saikang Patient Transportation Trolley

SAIKANG/Medical



### SKB040(A002) Foldable Stretcher

เปลหามฉุกเฉิน สามารถพับเก็บเป็น 2 ตอนได้  
วัสดุอะลูมิเนียม

SKB040(A002) Saikang Stretcher Foldable

SAIKANG/Medical



### SKX-B2 Scoop Stretcher

เปลหามฉุกเฉินสำหรับรถพยาบาล ปรับความยาวได้  
แยกเป็น 2 ส่วนได้ วัสดุอะลูมิเนียม

SKX-B2 Saikang Stretcher Scoop

SAIKANG/Medical



### SKR-CT232 Clinical Trolley

รถเข็นทางการแพทย์ วัสดุด้านในเป็นเหล็ก  
และอะลูมิเนียม ด้านนอกเป็นพลาสติก ABS

SKR-CT232 Saikang Hospital trolley

CARETEK



### C-4DS-00 Hospital ICU/Ward Weigh Scale Bed

เตียงควบคุมด้วยไฟฟ้า 5 โกร้ สำหรับห้องไอซียู ชั่งน้ำหนักได้  
รองรับน้ำหนักได้ 250 กิโลกรัม มีฟังก์ชันการทำ CPR

C-4DS-00 CareTek Electric Bed, ICU Weight Scale  
Bed

CARETEK



### C-4DL-01 Hospital Ward Bed

เตียงควบคุมด้วยไฟฟ้า 5 โกร้ รองรับน้ำหนัก 250 กก.  
มีฟังก์ชันการทำ CPR

C-4DL-01 CareTek Electric Bed, Split Side  
Rails

CARETEK



### C-4DL-08 Hospital Ward Bed

เตียงควบคุมด้วยไฟฟ้า 5 โกร้ รองรับน้ำหนัก 250 กก.  
มีฟังก์ชันการทำ CPR

C-4DL-08 CareTek Electric Bed, Split Side Rails



คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ - เตียงผู้ป่วยและเตียงเคลื่อนย้าย - เมื่อมีผู้ป่วยอยู่บนเตียง ควรยกขาขึ้นข้างก่อน  
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย - อุปกรณ์ไฟฟ้าอาจเป็นอันตรายได้หากใช้งานไม่ถูกต้อง - ก่อนปรับเตียง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ป่วยอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย - เปลหามฉุกเฉิน  
- ระวังไม่ให้เด็กอยู่ใกล้ขณะใช้งาน - เมื่อมีการให้ออกซิเจนทางหน้ากากหรือแบบสวมรูจมูก ต้องจัดเก็บสายและอุปกรณ์ให้ดี เพื่อไม่ให้สายพันหรือขาดออกจาก  
กันขณะเคลื่อนย้ายเตียง - รถเข็นทางการแพทย์ - ห้ามเคลื่อนรถเข็น ขณะล้อเบรกอยู่ อาจเกิดความเสียหายกับระบบเบรกได้

☑ 64-2-3-2-0006399

☑ 64-2-3-2-0006396

☑ 64-2-3-2-0004950

☑ 65-2-3-2-0004690

☑ 64-2-3-2-0002452





# SIAM HOSPITAL SUPPLY CO., LTD

## HOME & HOSPITAL PRODUCT



**M420-33 Hospital Ward & Nursing Bed**  
เตียงควบคุมด้วยไฟฟ้า 3 โกร์ รองรับน้ำหนัก 250 กก.  
มีฟังก์ชันการทำ CPR  
M420-33 CareTek Electric Bed




**M420-33 Hospital Ward & Nursing Bed**  
เตียงควบคุมด้วยไฟฟ้า 3 โกร์ รองรับน้ำหนัก 250 กก.  
มีฟังก์ชันการทำ CPR มีแบตเตอรี่สำรอง  
M420-33 CareTek Electric Bed



**M420-02 Hospital Ward & Nursing Bed**  
เตียงควบคุมด้วยไฟฟ้า 3 โกร์ รองรับน้ำหนัก 250 กก.  
M420-02 CareTek Electric Bed, Split Side Rail



**M420-02 Hospital Ward & Nursing Bed**  
เตียงควบคุมด้วยไฟฟ้า 3 โกร์ รองรับน้ำหนัก 250 กก.  
มีแบตเตอรี่สำรอง  
M420-02 CareTek Electric Bed, Split Side Rail Bed



**MA125C Foam mattress**  
ที่นอนโฟม ผ้ามคลุมวัสดุโพลียูรีเทน  
รองรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ถึง 120 กก.  
MA125C CareTek Foam mattress



**Overbed**  
โต๊ะพร้อมเตียง ปรับความสูงได้ 78-109 ซม. น้ำหนัก 10 กก.  
รองรับน้ำหนักได้ 45 กก. วัสดุโพลีเมอร์  
HT110P CareTek Overbed Table



**KHT-430B Micro Hematocrit Centrifuge**  
ความเร็วรอบในการปั่นสูงสุด 12,000-13,000 รอบ/นาที  
RCF 14,490-17,005 xg, ระบบเบรกอัตโนมัติ  
สามารถบรรจุหลอดคาปิลารีได้ 24 หลอด, น้ำหนัก 16 กก.



**KHT-410E(B) Micro Hematocrit Centrifuge**  
ความเร็วรอบในการปั่นสูงสุด 12,000 รอบ/นาที  
RCF 14,490 xg, มีระบบเบรกอัตโนมัติ  
สามารถตั้งเวลาได้, น้ำหนัก 11.5 กก.



**PLC-036H Universal Centrifuge**  
ใช้กับหัวปั่นได้หลายแบบ มีระบบเบรกอัตโนมัติ  
ความเร็วรอบในการปั่นสูงสุด 15,000 รอบ/นาที, น้ำหนัก 17 กก.  
(ไม่รวมหัวปั่น)



**PLC-012E Universal Centrifuge**  
ใช้กับหัวปั่นได้หลายแบบ สวิตช์เบรกไฟฟ้า  
ความเร็วรอบในการปั่นสูงสุด 12,000 รอบ/นาที, น้ำหนัก 15 กก.



คำเตือน : อ่านค่าเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ - เตียงผู้ป่วย - อุปกรณ์ไฟฟ้าอาจเป็นอันตรายได้หากใช้งานไม่ถูกต้อง - อย่าใช้งานเตียงไฟฟ้าในบริเวณที่มีก๊าซไวไฟ - ก่อนปรับเตียง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ป่วยอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย - ที่นอนโฟม - ห้ามใช้ที่นอนโดยไม่มีผ้าคลุม - โต๊ะพร้อมเตียง - อย่าเอนนอนหรือนั่งบนโต๊ะ - อย่าใช้งานเกินน้ำหนักที่กำหนดไว้ - เครื่องปั่นเหวี่ยง - อุปกรณ์มีน้ำหนักมาก อาจเกิดการบาดเจ็บได้ - ผู้ใช้งานควรสวมถุงมือและแว่นตาเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากของเหลว

☎ 64-2-3-2-0002452 ☎ 64-2-3-2-0001419 ☎ 65-2-3-2-0017440

